


Avibac DigestTreater



***Bioprodukts digestāta un vircas
pārstrādei, smaku mazināšanai***

Avibac DigestTreater ir izveidots ar ļoti aktīviem dabīgiem mikrobiem, kas atlasīti to multienzīmu un vielmaiņas **aktivitātes dēļ, lai uzlabotu barības vielu aizturi vircā un digestātā, samazinātu amonjaka un sulfīda smakas, homogenizētu un sašķidrinātu vircu, slāpekļa aizturi (palielinās līdz 70%), sausā samazināšana materiāla daudzums (un kopējais apjoms).** Avibac DigestTreater mikrobu plaša spektra vielmaiņas un fermentatīvās aktivitātes ļauj tiem augt un izveidot veselīgu mikrobu populāciju dažādās atkritumu vidēs ar mainīgu ūdens temperatūru, sāļumu, pH un organisko vielu līmeni, efektīvi sadalot atkritumus..

Garantēts produkta sastāvs Patentētas mikrobu šūnas, sporas un fermenti.

Baktēriju daudzums: 1.0×10^{10} CFU/g (10 mlrd CFU/g).

Pieteikums

- *Biogāzes ražošanas digestāts*
- *Lauku kūtsmēsļu lagūnas un tvertnes, kā arī lopkopības telpas,*
- *Notekūdeņu attīrīšanas dūņu tvertnes un lagūnas*

Dozēšana - 1kg līdz 1000m³ vircas vai digestāta.

Šķīdumu vienmērīgi izkļiedē uz suspensijas/digestāta vai, ja iespējams, samaisa. Tā kā lauki vai konteineri tiek pastāvīgi uzpildīti, deva jāatkārto vismaz ik pēc 14 dienām.

Ražots ASV. Piegādātājs:

Company Aviris

Laisvės al. 101-35, LT-

44291, Kaunas Lithuania

Tel.: +370 62168746

Web: <https://www.avirisbio.com>,

www.avirisadditives.eu

DROŠĪBAS IETEIKUMI LIETOTĀJIEM

Produkts ir drošs cilvēkiem. Varat izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL), piemēram, aizsargbrilles, apavus ar zeķēm, ūdensnecaurlaidīgus cimdus, garās bikses un kreklus ar garām piedurknēm. Valkājiet NIOSH apstiprinātu daļiņu respiratoru ar N, R vai P filtru ar NIOSH apstiprinājuma numura prefiksu TC-84A. Ja produkts nokļūst uz ādas, rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabāt tumšā vēsā, sausā vietā (līdz 20-28oC) un aukstā (4oC), ja iespējams. Izlietot pirms derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes. Derīguma termiņi attiecas uz neatvērtiem traukiem, kas uzglabāti norādītajos uzglabāšanas apstākļos.

Sagatavošana

Pirms lietošanas 1,0 kg **Avibac DigestTreater** atšķaida 25-30 L tīra silta ūdens (28-30 oC) un ļauj sajauktajiem mikrobiem nostāvēties 45 minūtes līdz stundu, lai mikrobi varētu vairoties. Šķīdumu vienmērīgi izkļiedē uz suspensijas/digestāta vai, ja iespējams, samaisa.

Ja jums ir kādi jautājumi, rakstiet mums.

Brīdinājums: UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Lot:
Expiration: